



*Research for life.™*



**Catálogo de Produtos - Acessórios**


# Acessórios



## Caixas de Transporte

Para o transporte de animais por curtos ou longos períodos, essas caixas são confeccionadas dentro dos padrões das companhias aéreas, e utilizadas pelos principais centros de bioterismo do mundo.

- Produzidas em polipropileno;
- Podem ser autoclavadas ou esterilizadas (consultar manual do usuário);
- Filtros para ventilação interna;
- Pontos de visualização na parte superior da caixa;
- Pontos de apoio na parte superior que permitem o empilhamento das caixas sem obstruir a ventilação dos animais transportados;
- Modelos para camundongos e ratos.



## Porta Etiquetas

Utilizados nos mini-isoladores, os Porta-Etiquetas são ideais para a inserção das etiquetas de identificação animal e para a padronização dos biotérios e procedimentos diários.

- Sistema de encaixe por pressão EASY CLICK;
- Compatível com todos os mini-isoladores da marca Alesco;
- Pode ser autoclavado;
- Confeccionados com um blend especial de polímeros;
- Compatível com as etiquetas mais utilizadas no mundo.

## Resistente e autoclavável



*flat*

## Enriquecimento Ambiental

Produto ideal para aprimorar o bem-estar animal. Amplamente utilizado em programas de melhoramento comportamental.

- Modelo para camundongos;
- Estrategicamente produzidos na cor vermelha, proporcionam aos animais uma sensação de um ambiente escuro e seguro;
- Sua transparência permite ao pesquisador a observação do animal, tornando mais fácil e ágil as verificações diárias sem incomoda-lo;
- Redução significativa nos níveis de estresse;
- Produzido 100% em Polissulfona, garantindo resistência e durabilidade;
- Produto autoclavável.

*+ Bem Estar*



## O pós-venda mais conhecido do mercado agora tem nome:

- Assistência técnica própria e especializada;
- 100% de peças em estoque, garantindo uma rápida reposição;
- Ao seu lado, estamos sempre prontos para atendê-lo com rapidez.



ALES CO  
**CARE**

*Conheça a nossa  
Garantia Estendida*





## IMPORTANTE

É altamente recomendado que cada instituição faça o teste dos procedimentos em condições reais de uso e manuseio, antes de iniciar o processo com o equipamento adquirido. O profissional que executar os procedimentos deve estar paramentado com todos itens de EPI. Recomenda-se o uso correto dos equipamentos de proteção individual (EPI) para realização dos procedimentos, seguindo os POPs (Procedimento Operacional Padrão) de sua instituição e as leis e/ou normas de regulamentação de seu país. Experimentos desenvolvidos no equipamento, bem como qualquer contaminação causada por negligência no uso de outras barreiras sanitárias de proteção necessárias, não serão de responsabilidade da ALESCO.





[www.alesco.com.br](http://www.alesco.com.br)



(19) 3879-2037 | 3879-2777



[contato@alesco.com.br](mailto:contato@alesco.com.br)



(19) 9 8232-5657

REVISADO - MARÇO 2023